

OMRON®

Nebulizador de Compresor

NE-C106



Alivio efectivo y tranquilidad en la comodidad de su hogar.

No permita que los problemas respiratorios le impidan hacer recuerdos. El Nebulizador de Compresor de OMRON le brinda alivio efectivo y tranquilidad para toda la familia.



El Nebulizador de Compresor NE-C106 tiene un mayor rendimiento de nebulización, lo que proporciona al paciente una inhalación más eficiente, además de generar partículas de un tamaño apropiado que ayudan en el tratamiento de enfermedades respiratorias como asma, EPOC, bronquitis, tos y resfrío.



La marca #1 **recomendada** por médicos*



Para toda la familia Incluye mascarilla para adulto y niño



Compatible con medicamentos para nebulizar



Rápido y fácil Contribuye a un tratamiento óptimo



3 AÑOS DE GARANTÍA

* Survey Monkey USA 2016 N-86. IQVIA Mexico 2019 N-200.

NOTA: La garantía solo se aplica al nebulizador de compresor. Excluye el kit nebulizador, las mascarillas, la boquilla, el tubo de aire, y los filtros de aire.



TECNOLOGÍA DE
OMRON HEALTHCARE
EN JAPÓN

All for Healthcare

OMRON®

Nebulizador de Compresor



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

CAJA:	CANTIDAD:	PESO APROXIMADO:	DIMENSIONES APROXIMADAS (ancho x altura x profundidad)
Unidad:	1 unidad	1.24 kg	170 mm x 180 mm x 139 mm
Caja máster:	8 unidades	10 kg	360 mm x 382 mm x 298 mm
UPC Code:	073796106218		

ESPECIFICACIONES:

Modelo: NE-C106

Tipo: Nebulizador de Compresor

Especificación eléctrica: 120 V, 60Hz

Potencia: 110 VA

Capacidad del tanque de medicamento:

10 ml máximo

Nivel de ruido: Inferior a 63 dB*

Velocidad de nebulización: Aprox. 0.3 ml/min

Temperatura/Humedad de funcionamiento:

+10 °C a +40 °C/30 % a 85 % HR (sin condensación)/700 hPa a 1060 hPa

Temperatura/humedad/presión de aire para el almacenamiento y transporte: 20 °C a +60 °C/10 % a 95 % HR (sin condensación)/700 hPa a 1060 hPa

Peso: Aprox. 1.01 kg (solo el compresor [unidad principal])

Dimensiones: Aprox. 165 (ancho) x 109 (alto) x 131 (profundidad) mm (solo el compresor [unidad principal])

Contenido: 1 Compresor (unidad principal), 1 kit nebulizador, 1 tubo de aire (PVC, 100 cm), 1 boquilla, 1 mascarilla para adultos, 1 mascarilla para niños, 1 set de filtro de aire (5 unidades), 1 manual de instrucciones

Clasificación: Clase II (protección contra descarga eléctrica) tipo BF (pieza aplicada); boquilla, mascarilla IP21 (protección de entrada)

NOTA: Se recomienda reemplazar los accesorios en los plazos mencionados a continuación.

Mascarillas	1 año
Boquilla	1 año
Kit nebulizador	1 año
Tubo de aire	1 año
Filtros	60 días

NOTAS: Estas especificaciones están sujetas a cambio.

Los accesorios (kit nebulizador, mascarillas, boquilla y tubo de aire) deben ser usados por un solo paciente.

1) Coloque el medicamento en el tanque de medicamento del kit nebulizador.



2) Fije la boquilla o la mascarilla al kit nebulizador.



3) Conecte el tubo de aire al compresor y al kit nebulizador.



4) Colóquese la boquilla o mascarilla y encienda el nebulizador de compresor para comenzar el tratamiento.



Hecho en Vietnam

www.omronhealthcare.la



Síguenos en:
[Facebook.com/OmronLA](https://www.facebook.com/OmronLA)

All for Healthcare